

1 Montez la tortue à bord et retirez-la du filet

PÊCHE AU FILET

FICHE TECHNIQUE N°2

PÊCHE AU CHALUT

FICHE TECHNIQUE N°3

2 Évaluez l'état de la tortue en testant sa réactivité

(1) Lorsque vous la soulevez, la tortue bouge.



Appelez le centre de soins pour organiser le relâcher en mer ou la prise en charge de la tortue une fois rentré au port.

(2) Lorsque vous la soulevez, la tortue ne bouge pas.



La tortue est soit morte soit sous le choc.


Faites les tests (3) et (4) suivants.

(3) Lorsque vous approchez le doigt de son oeil, la tortue ferme ses paupières.



La tortue n'est pas morte : elle peut être dans le coma et avoir de l'eau dans les poumons.

Passez à la phase de réanimation.



(4) Lorsque vous pincez le cloaque, la tortue le contracte.

3 Réanimez la tortue

Soulevez l'arrière de la tortue d'environ 20 cm (avec une cagette par exemple) pour faire sortir l'eau qui s'est accumulée dans ses poumons.

Placez la tortue à l'ombre dans un endroit sûr avec un chiffon humide sur la carapace (ne pas couvrir ni arroser la tête).

Gardez-la à bord, de préférence dans une cagette pour qu'elle ne rampe pas sur le pont une fois réanimée.



- Aucun signe de vie au bout de 24h : la tortue est morte.

(1) Stockez la tortue au congélateur puis remettez-la aux autorités ;
ou (2) Si vous ne pouvez pas la stocker, remettez-la à la mer sans les lignes et hameçons.

- La tortue est active : appelez le centre de soins pour organiser le relâcher en mer ou la prise en charge de la tortue une fois rentré au port.

Numéro du centre de soins : 06-24-47-51-55

4 Libérez la tortue

Notez la prise de la tortue dans votre journal de pêche.

Indiquez si possible :
- la localisation,
- la date et l'heure,
- le numéro de bague,
- l'espèce.



Prendre si possible des photographies de sa tête et de sa carapace (dossier + plastron)

Relevez le code sur cette bague.

Le moteur au point mort, mettez délicatement la tortue à l'eau, la tête en dernier.

Avant de redémarrer, vérifiez que la tortue est loin du bateau.

